

aScreen

Pequeño Dispositivo EOA



El más Pequeño del mundo, pero Poderoso



TEEOA o DPEOA? AMBOS!



Conexión Bluetooth Para exportar datos e imprimir



Fácil personalización de Plantillas




Android compatible



Neurosoft

Audio



Más pequeño del mundo, pero poderoso

Esta pequeña unidad OAE consiste en una sonda conectada a un dispositivo basado en Android.

Usar aScreen es como llevar otro par de auriculares: no ocupa espacio, se conecta fácilmente y proporciona resultados instantáneos.

Por eso se integra a la perfección en su flujo de trabajo.

aScreen une las capacidades de rechazo de ruido superior y calibración precisa para maximizar la calidad de la prueba.

El resultado es un rendimiento de alta gama que ayuda a completar las tareas diarias de detección de OAE de forma más rápida y eficiente que nunca.

Current template

Noisy – screening

Normal –

screening

Quiet – screening




Fácil personalización de plantillas de Pruebas

aScreen incluye un conjunto de plantillas predeterminadas que se basan en las condiciones de grabación más comunes. Úsalas, o cree sus propias plantillas para obtener resultados perfectos en cualquier momento. Establecer el nivel de ruido, la intensidad, los criterios de aprobación de SNR, el número de frecuencias para pasar y otros parámetros.

Conexión Bluetooth para exportar datos e imprimir

La interfaz Bluetooth permite imprimir los resultados del examen en una impresora térmica portátil inalámbrica y exportar datos a la computadora externa con el software Neuro-Audio-Screen Manager instalado.

Este programa se suministra gratis con el dispositivo.



TEOA o DPEOA? Ambos!


Puede ejecutar pruebas TEOAE y DPOAE en unos segundos.

Los controles táctiles intuitivos son rápidos de dominar y fáciles de usar.

Android Compatible

aScreen es una nueva generación de dispositivos de detección auditiva OAE. Funciona con la lista de teléfonos inteligentes y tabletas basados en Android con función USB On-The-Go.

Todo lo que necesitas es elegir un dispositivo con el tamaño de la pantalla y la capacidad de la batería con la que se sienta cómodo.



Examen de audición

Se diagnostica la discapacidad auditiva en tres de cada mil bebés nacidos.



Frecuencia de deterioro

Sin embargo, si una discapacidad auditiva se identifica y corrige en sus primeras etapas, los estudios han demostrado que las habilidades del habla y el lenguaje del niño serán comparables a las de sus compañeros con audición normal.

Por estas razones, en todos los países desarrollados se lanzan programas universales de detección de audición y la detección se realiza en maternidades y salas de servicios médicos.

Se realiza para detectar las deficiencias auditivas del recién nacido a tiempo y comenzar la rehabilitación auditiva.

El estudio de cribado auditivo se realiza mediante la técnica OAE.



Distribuidor para Latino-América:

High Tech Instruments, INC.

4995 NW 72 Ave Suite 205,

Miami FL 33166 USA

Mobile (305) 320 4838

info@hightechinstruments.com

www.hightechinstruments.com

