



NEURO-MSX

sistema de estimulación magnética extracorpórea
músculos del suelo pélvico



- Tratamiento de enfermedades crónicas de los órganos área pélvica
- Efecto terapéutico comprobado
- Sin efectos secundarios efectos
- Ausencia de factores psicotraumáticos

La estimulación magnética rítmica extracorpórea es un método de fisioterapia que estimula las estructuras neuromusculares del suelo pélvico.

utilizando un campo magnético alterno. La corriente eléctrica alterna generada en los tejidos conductores aumenta la resistencia y la fuerza muscular y mejora la microcirculación sanguínea en la zona de estimulación.

Las ventajas indudables del procedimiento son su no invasividad y su indoloro. El paciente no necesita quitarse la ropa. Él no siente ninguna incomodidad ni vergüenza. Todo lo que se necesita para lograr un efecto terapéutico es sentarse en una silla cómoda y relajarse. Se nota una mejora notable del estado después de 5-8 sesiones.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Incontinencia urinaria de esfuerzo
- Incontinencia urinaria urgente
- GAMP
- Síndrome de dolor pélvico crónico
- Enuresis
- Encopresis
- Problemas reproductivos
salud (en preparación para la FIV)
- Disfunción sexual femenina,
anorgasmia
- Disfunción eréctil
- Fortalecimiento y restauración de los músculos del suelo
pélvico.
- Disfunción del suelo pélvico
- Trastornos funcionales del colon
Incontinencia intestinal y anal



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Teléfono: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Rusia, 153032, Ivanovo, calle. Voronina, 5